

# HAAVANHOITO JA TUKISITEET

## Ihanteellisten paranemisolosuhteiden luominen

Jokainen ihminen ja haava on ainutlaatuinen, ja siksi myös haavanhoitosuunnitelman tulee olla räätälöity.

Oikean tuoteyhdistelmän löytäminen on ensisijaista haavanhoidossa. Curi-Med on ammattilaisten suunnittelema haavanhoidon perustuotteiden sarja ammattilaiskäyttöön pääasiassa kotihoidossa, klinikoilla ja sairaaloissa.

Kaikki tuotteet ovat korkealaatuisia, toimivia sekä edullisia, ja ne on kehitetty yhteistyössä sairaanhoitajien, valmistajien, sairaaloiden ja organisaatioiden kanssa, jotta pääset nauttimaan uusimmasta tiedosta ja tuotteista.

Terveystieteiden ammattilaisten kehittämä

Löydä ratkaisuja haavanhoitoon kattavasta perinteisten haavanhoitotuotteiden valikoimastamme, missä hygienia, turvallisuus ja mukavuus ovat avaintekijöitä

- Täydellinen tuotevalikoima akuuttien/leikkaushaavojen hoitoon, verenkierron häiriöihin, tukemiseen ja kiinnitykseen.
- Epästeriileihin toimenpiteisiin.
- Muotoilu ja pakkaus on kehitetty hygieeniseen ja helppoon käyttöön infektoriskien minimoimiseksi
- CE-merkitty EU:n lääkintälaitedirektiivin mukaisesti ja valmistettu ISO 13485 -standardin mukaisesti.
- Kaikki Curi-Med-tuotteet on CE-merkitty EU-direktiivin 93/42/ETY mukaisesti.



## HAAVANHOITO

169	Kuitutaitokset
170	Harsotaitokset
171	Sykeröt
173	Haavatyynyt
174	Haavasidokset
176	Teipit
177	Kiinnityssidokset
179	Harsositeet
180	Kipsinalusvanu
181	Putkisidokset
183	Tukisiteet
185	Kompressiosidokset
188	Ihonpuhdistuslaput
188	Vanupallot
189	Toimenpidepakkaukset

# Taitokset

## Mahdollistaa optimaalisen haavanpuhdistuksen

- Soveltuu käytettäväksi haavojen puhdistukseen.
- Mahdollistaa veren ja nesteiden imeytymisen.
- Paras vaihtoehto pumpulille.



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Kuitutaitokset



### ABENA Curi-Med kuitutaitos tehdaspuhdas

CURI-MED ABENA



tuotenumero	koko	vahvuus	kerroksia	kpl/pkt/ltk
7010	5x5cm	30 g/m2	4 krs	100 / 50
7015	7,5x7,5cm	30 g/m2	4 krs	100 / 50
7020	10x10cm	30 g/m2	4 krs	100 / 50
7025	10x20cm	30 g/m2	4 krs	100 / 20

Curi-Med kuitutaitokset ovat pehmeitä ja imukykyisiä taitoksia, joita voidaan käyttää moniin terveydenhuollon toimenpiteisiin, joissa ei vaadita steriilien tuotteiden käyttöä. Niitä voidaan muun muassa käyttää ihon pyyhkimiseen, veren ja muiden nesteiden imeyttämiseen esim. haavasidosten vaihdon yhteydessä. Terveydenhuollon yleistaitos.

70% viskoosia, 30% polyesteriä



### ABENA Curi-Med kuitutaitos rasiassa tehdaspuhdas

CURI-MED ABENA



tuotenumero	koko	vahvuus	kerroksia	kpl/pkt/ltk
221602	5x5cm	30 g/m2	4 krs	150 / 90
221603	7,5x7,5cm	30 g/m2	4 krs	150 / 60
221604	10x10cm	30 g/m2	4 krs	120 / 60

Curi-Med kuitutaitos on pehmeä taitos, jota voidaan käyttää moniin terveydenhuollon toimenpiteisiin, joissa ei vaadita steriiliä tuotetta, mutta korkea puhtausaste on toivottavaa. Tuotteet on pakattu pahvisiin "after eight"-tyyppisiin vetolaatikoihin. Käytetään ihon pyyhkimiseen, veren ja muiden nesteiden imeyttämiseen esim. haavasidosten vaihdon yhteydessä. Taitokset ovat pehmeitä, sileäpintaisia ja erittäin imukykyisiä.

70% viskoosia, 30% polyesteriä



STERILE



### ABENA Curi-Med kuitutaitos steriili

CURI-MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	vahvuus	kerroksia	kpl/pkt/ltk
7012	2 kpl/pussi	5x5cm	30 g/m2	4 krs	100 / 18
7013	5 kpl/pussi	5x5cm	30 g/m2	4 krs	125 / 18
7017	2 kpl/pussi	7,5x7,5cm	30 g/m2	4 krs	100 / 18
7018	5 kpl/pussi	7,5x7,5cm	30 g/m2	4 krs	125 / 18
7022	2 kpl/pussi	10x10cm	30 g/m2	4 krs	100 / 18
7023	5 kpl/pussi	10x10cm	30 g/m2	4 krs	125 / 18
7032	2 kpl/pussi	10x20cm	30 g/m2	4 krs	100 / 18
7033	5 kpl/pussi	10x20cm	30 g/m2	4 krs	125 / 18

Curi-Med-kuitutaitokset ovat pehmeitä, erittäin imukykyisiä, taitoksia, joita voidaan käyttää moniin terveydenhuollon toimenpiteisiin, joissa vaaditaan steriilien tuotteiden käyttöä. Niitä voidaan muun muassa käyttää ihon pyyhkimiseen, veren ja muiden nesteiden imeyttämiseen esim. haavasidosten vaihdon yhteydessä.

Steriilit kuitutaitokset ovat 2 tai 5kpl pusseissa, jotka on pakattu pahvirasiaan. Pahvirasiassa avattava annosteluaukko.

70% viskoosia, 30% polyesteriä



STERILE



### ABENA Curi-Med kuitutaitos Y-leikattu steriili

CURI-MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	vahvuus	kerroksia	kpl/pkt/ltk
221605	steriili, 2 kpl/pussi	5x5cm	30 g/m2	4 krs	100 / 18
221606	steriili, 2 kpl/pussi	7,5x7,5cm	30 g/m2	4 krs	100 / 18
221607	steriili, 2 kpl/pussi	10x10cm	30 g/m2	4 krs	100 / 18

Curi-Med Y-leikatut kuitutaitokset ovat pehmeitä, imukykyisiä ja miellyttäviä iholla. Käytetään erilaisten katetrien ja dreerien ympärillä. Soveltuu sekä steriileihin että ei-steriileihin toimenpiteisiin. Taitoksella on erinomainen imukyky, ja se on mukava potilaan käytössä. Jokainen pussi sisältää 2 Y-leikattua taitosta.

70% viskoosia, 30% polyesteriä



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Harsotaitokset



### ABENA Curi-Med harsotaitos tehdaspuhdas

CURI-MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	vahvuus	kerroksia	kpl/pkt/ltk
220982	tehdaspuhdas	5x5cm	17-lankainen	8 krs	100 / 50
220984	tehdaspuhdas	7,5x7,5cm	17-lankainen	8 krs	100 / 50
220986	tehdaspuhdas	10x10cm	17-lankainen	8 krs	100 / 50
220988	tehdaspuhdas	20x10cm	17-lankainen	8 krs	100 / 20

Curi-Med harsotaitos on pehmeä langoista kudottu harsotaitos, jota voidaan käyttää moniin terveydenhoidon toimenpiteisiin, joissa ei tarvita steriiliä tuotetta.

100% puuvillaa



### ABENA Curi-Med harsotaitos rasiassa tehdaspuhdas

CURI-MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	vahvuus	kerroksia	kpl/pkt/ltk
220983	korkeapuhdas	5x5cm	17-lankainen	8 krs	150 / 90
220989	korkeapuhdas	7,5x7,5cm	17-lankainen	8 krs	150 / 60
220992	korkeapuhdas	10x10cm	17-lankainen	8 krs	120 / 60

Curi-Med harsotaitos on pehmeä langoista kudottu harsotaitos, jota voidaan käyttää moniin terveydenhuollon toimenpiteisiin, joissa ei vaadita steriiliä tuotetta, mutta korkea puhtausaste on toivottavaa. Tuote on pakattu pahviseen vetolaatikkoon.

100% puuvillaa



STERILE

### ABENA Curi-Med harsotaitos steriili

CURI-MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	vahvuus	kerroksia	kpl/pkt/ltk
220985	steriili, 2 kpl/pussi	5x5cm	17-lankainen	8 krs	100 / 18
220987	steriili, 5 kpl/pussi	5x5cm	17-lankainen	8 krs	125 / 18
220990	steriili, 2 kpl/pussi	7,5x7,5cm	17-lankainen	8 krs	100 / 18
220991	steriili, 5 kpl/pussi	7,5x7,5cm	17-lankainen	8 krs	125 / 18
220993	steriili, 2 kpl/pussi	10x10cm	17-lankainen	8 krs	100 / 18
220994	steriili, 5 kpl/pussi	10x10cm	17-lankainen	8 krs	125 / 18

Curi-Med harsotaitos on pehmeä langoista kudottu taitos, joka on mukava iholla. Käytetään imeyttämiseen ja pyyhkimiseen steriileissä toimenpiteissä.

Steriilit harsotaitokset ovat 2 tai 5kpl pusseissa, jotka on pakattu pahvirasiaan. Pahvirasiassa avattava annosteluaukko.

100% puuvillaa



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Sykeröt



### ABENA Curi-Med harsosykerö tehdaspuhdas



tuotenumero	ominaisuudet	koko	nettopaino	kpl/pkt/ltk
221660	tehdaspuhdas, nro 2	Ø2,5cm	0,3 g	250 / 8
221661	tehdaspuhdas, nro 3	Ø3cm	0,5 g	250 / 8
221662	tehdaspuhdas, nro 4	Ø4cm	0,8 g	100 / 8
221663	tehdaspuhdas, nro 5	Ø5cm	1,7 g	100 / 8

Curi-Med harsosykeröt ovat pehmeitä sykeröitä, jotka sopivat hyvin haavan puhdistamiseen. Sykeröt ovat nukkaamattomia. Käytetään ihon pyyhkimiseen, nesteen imemiseen sekä haavan puhdistukseen.

100% puuvillaa



STERILE

### ABENA Curi-Med harsosykerö steriili



tuotenumero	ominaisuudet	koko	kpl/pkt/ltk
221608	steriili, nro 2, 5kpl/pussi	Ø2,5cm	125 / 8
221609	steriili, nro 3, 5 kpl/pussi	Ø3cm	125 / 8
221610	steriili, nro 4, 5 kpl/pussi	Ø4cm	125 / 8
221611	steriili, nro 5, 5 kpl/pussi	Ø5cm	125 / 8

Curi-Med harsosykeröt ovat pehmeitä harsopalloja, jotka sopivat hyvin haavan puhdistamiseen. Harsosykeröt ovat nukkaamattomia. Käytetään ihon pyyhkimiseen, nesteen imeyttämiseen ja haavojen puhdistamiseen, kun tarvitaan steriilejä harsosykeröitä.

100% puuvillaa



# Haavasidokset

## Mahdollistetaan optimaaliset paranemisolosuhte

- Curi-Med-haavatyyny soveltuvat käytettäväksi haavan puhdistamisen, haavaeritteiden imeyttämisen ja haavasidoksen vaihtamisen yhteydessä.
- Käytetään kohtalaisesti tai runsaasti erittävien haavojen hoidossa.
- Tuotteet on pakattu käteviin ja käyttäjäystävällisiin repäisy-pakkauksiin.



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Haavatyyny



### ABENA Curi-Med haavatyyny ei-kiinnittyvä tehdaspuhdas

CURI-MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	vahvuus	väri	kpl/pkt/ltk
210890	tehdaspuhdas, sininen tausta	10x10cm	400 g/m2	valkoinen	25 / 48
210891	tehdaspuhdas, sininen tausta	20x10cm	400 g/m2	valkoinen	25 / 24
210892	tehdaspuhdas, sininen tausta	20x20cm	400 g/m2	valkoinen	25 / 12
210893	tehdaspuhdas, sininen tausta	30x20cm	400 g/m2	valkoinen	25 / 8
210894	tehdaspuhdas, sininen tausta	40x20cm	400 g/m2	valkoinen	25 / 4
220886	tehdaspuhdas, sininen tausta	10x10cm	400 g/m2	valkoinen	50 / 24
220887	tehdaspuhdas, sininen tausta	20x10cm	400 g/m2	valkoinen	50 / 12
220888	tehdaspuhdas, sininen tausta	20x20x0,5cm	400 g/m2	valkoinen	50 / 6
220889	tehdaspuhdas, sininen tausta	30x20x0,5cm	400 g/m2	valkoinen	50 / 4
220890	tehdaspuhdas, sininen tausta	40x20x0,5cm	400 g/m2	valkoinen	50 / 2

Curi-Med imukykyisissä haavatyynyissä yhdistyvät pehmeä kosketuspinta ja hyvä haavaeritteiden imukyky. Tuote koostuu pehmeästä, ihoa vasten tulevasta kuitukankaasta, erittäin imukykyisestä selluloosaytimeistä ja nestettä hylkivästä, hengittävästä sinisestä taustasta. Käytetään imukykyisenä toissijaisena sidoksena kohtalaisesti tai runsaasti erittäviin haavoihin. Vaatii erillisen kiinnityksen, ei voi leikata muotoon. Soveltuu käytettäväksi imevänä alustana myös pieniin toimenpiteisiin.

PP, viskoosi, PE, puuvillakuitu, selluloosa



STERILE



### ABENA Curi-Med haavatyyny ei-kiinnittyvä steriili

CURI-MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	vahvuus	väri	kpl/pkt/ltk
220923	steriili, sininen tausta	10x10x0,5cm	400 g/m2	valkoinen	50 / 12
220924	steriili, sininen tausta	20x10x0,5cm	400 g/m2	valkoinen	25 / 12
220925	steriili, sininen tausta	20x20x0,5cm	400 g/m2	valkoinen	25 / 6
220926	steriili, sininen tausta	30x20x0,5cm	400 g/m2	valkoinen	20 / 6
220930	steriili, sininen tausta	40x20x0,5cm	400 g/m2	valkoinen	15 / 6

Curi-Med steriileissä haavatyynyissä yhdistyvät pehmeä kosketuspinta ja hyvä haavaeritteiden imukyky steriilissä ympäristössä. Vaatii erillisen kiinnityksen, ei voi leikata muotoon. Soveltuu käytettäväksi imevänä alustana myös pieniin toimenpiteisiin.

PP, viskoosi, PE, puuvillakuitu, selluloosa





# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Haavasidokset



### ABENA Curi-Med NW haavasidos steriili

CURI-MED ABENA



tuotenumero	materiaali	koko	väri	kpl/pkt/ltk
221430	polypropeeni, polyesteri, akrylaattiliima	6x7cm	valkoinen	100 / 16
221431	polypropeeni, polyesteri, akrylaattiliima	8x10cm	valkoinen	70 / 16
221432	polypropeeni, polyesteri, akrylaattiliima	10x15cm	valkoinen	40 / 16
221433	polypropeeni, polyesteri, akrylaattiliima	10x20cm	valkoinen	40 / 16
221434	polypropeeni, polyesteri, akrylaattiliima	10x25cm	valkoinen	40 / 16

Curi-Med haavasidos on valmistettu pehmeästä kuitukankaasta, jossa on ihoystävällinen, herkälle iholle sopiva akrylaattiliima. Pehmeä, haavaan tarttumaton, imukykyinen polyesterihaavatynny. Sidos on pehmeä ja myötäilee kehon muotoja. Kuitukankainen ulkopinta antaa ihon hengittää sidoksen läpi.

Käytetään ensisijaisena sidoksena kuivien tai lievästi tihkuvien haavojen, kuten pienten viiltohaavojen, naarmujen ja ommeltujen haavojen suojaamiseen.



### ABENA Curi-Med NW haavasidos suihkunkestävä steriili

CURI-MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	väri	kpl/pkt/ltk
221436	puoli-lämpökestävä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteestäpitävä, steriili	6x7cm	valkoinen	100 / 16
221437	puoli-lämpökestävä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteestäpitävä, steriili	8x10cm	valkoinen	70 / 16
221438	puoli-lämpökestävä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteestäpitävä, steriili	10x15cm	valkoinen	40 / 16
221439	puoli-lämpökestävä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteestäpitävä, steriili	10x20cm	valkoinen	40 / 16
221440	puoli-lämpökestävä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteestäpitävä, steriili	10x25cm	valkoinen	40 / 16
221441	puoli-lämpökestävä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteestäpitävä, steriili	10x30cm	valkoinen	40 / 8
221467	puoli-lämpökestävä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteestäpitävä, steriili	10x35cm	valkoinen	40 / 8

Curi-Med haavasidos on vedenpitävä, postoperatiiviseen käyttöön soveltuva pehmeä ja miellyttävä steriili sidos lievästi erittävien haavojen ja ommeltujen haavojen suojaamiseen. Päällimmäinen kerros on valmistettu kuitukangasmateriaalista, jota peittää hengittävää puoli-lämpökestävää polyuretaanikalvo. Tämä tekee sidoksesta vedenpitävän ja vähentää maseraatoriskiä haavasidoksen käytön aikana. Haavatynny imee ylimääräisen nesteen ja estää sidoksen tarttumisen haavaan ja ihoon. Liima on ihoystävällistä eikä siitä jää iholle jäämiä. Sidos suojaa bakteereilta ja viruksilta ja on suihkunkestävä.

Käytetään ensisijaisena sidoksena kuivien tai lievästi tihkuvien haavojen, kuten pienten viiltohaavojen, naarmujen ja ommeltujen haavojen suojaamiseen.

Polypropeeni, polyuretaani, polyesteri, akryyliiliima.



# Harso- ja kiinnityssidokset

## Pitävä kiinnitys

- Hygieenisin ja luotettavin keino sidosten, kateerien ja antureiden kiinnittämiseen.
- Valkoimaan kuuluu teippejä, kalvosidoksia ja erilaisia siteitä, mukaan lukien putkisiteitä.



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Teipit



### ABENA Curi-Med muoviteippi perforoitu

CURI • MED ABENA



tuotenumero	materiaali	koko	väri	rll/pkt/ltk
210877	PE, akrylaattiliima	9,14m x 1,25cm	kirkas	24 / 20
210878	PE, akrylaattiliima	9,14m x 2,5cm	kirkas	12 / 20
210879	PE, akrylaattiliima	9,14m x 5cm	kirkas	6 / 20

Curi-Med läpinäkyvä kirurginen teippi on perforoitu, kevyt, elastinen teippi, joka on valmistettu polyeteenistä ja hypoallergeenisestä liimasta. Se on puolläpäisevä antaen ihon hengittää. Röntgennegatiivinen ja lateksiton. Voidaan helposti repiä sekä pituus- että poikkisuunnassa, saksia ei tarvita.



### ABENA Curi-Med mikrokuituteippi valkoinen

CURI • MED ABENA



tuotenumero	materiaali	koko	väri	rll/pkt/ltk
210880	viskoosi, akrylaattiliima	9,14m x 1,25cm	valkoinen	24 / 20
210881	viskoosi, akrylaattiliima	9,14m x 2,5cm	valkoinen	12 / 20
210882	viskoosi, akrylaattiliima	9,14m x 5cm	valkoinen	6 / 20

Curi-Med mikrokuituteippi on valmistettu viskoosista/raionista ja hypoallergeenisestä liimasta. Antaa ihon hengittää. Röntgennegatiivinen ja lateksiton. Revittävässä helposti ilman saksia.



### ABENA Curi-Med silkkiteippi valkoinen

CURI • MED ABENA



tuotenumero	materiaali	koko	väri	rll/pkt/ltk
210883	viskoosiasetaatti, sinkkioksidi, lateksi	9,14m x 1,3cm	valkoinen	24 / 20
210884	viskoosiasetaatti, sinkkioksidi, lateksi	9,14m x 2,5cm	valkoinen	12 / 20
210885	viskoosiasetaatti, sinkkioksidi, lateksi	9,14m x 5cm	valkoinen	6 / 20

Curi-Med silkkiteippi on valmistettu viskoosiasetaatista ja vahvasta sinkkioksidia sekä luonnonkumia sisältävästä liimasta. On joustamaton ja kiinnittää lujasti. Voidaan repiä pituussuuntaisesti ilman saksia. Röntgennegatiivinen. Sisältää lateksia.



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Teipit



### ABENA Curi-Med kangasteippi ruskea

CURI • MED ABENA



tuotenumero	materiaali	koko	väri	rl/pkt/ltk
210886	puuvilla, sinkkioksidi, lateksi	9,14m x 1,25cm	ruskea	24 / 20
210887	puuvilla, sinkkioksidi, lateksi	9,14m x 2,5cm	ruskea	12 / 20
210888	puuvilla, sinkkioksidi, lateksi	9,14m x 5cm	ruskea	6 / 20

Curi-Med kangasteippi on valmistettu puuvillasta ja vahvasta sinkkioksidia sekä luonnonkumia sisältävästä liimasta. On joustamaton ja kiinnittää lujasti. Leikattava haluttuun pituuteen. Röntgennegatiivinen. Sisältää lateksia.



### ABENA Curi-Med kiinnityssidos elastinen valkoinen

CURI • MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	väri	
220955	joustava, tehdaspuhdas	10m x 2,5cm	valkoinen	2 / 72 kpl/pkt/ltk
220956	joustava, tehdaspuhdas	10m x 5cm	valkoinen	1 / 72 kpl/pkt/ltk
220957	joustava, tehdaspuhdas	10m x 10cm	valkoinen	1 / 36 kpl/pkt/ltk
220958	joustava, tehdaspuhdas	10m x 15cm	valkoinen	1 / 18 kpl/pkt/ltk
1000007331	joustava, tehdaspuhdas	10m x 20cm	valkoinen	1 / 12 rl/pkt/ltk

Curi-Med kiinnityssidos on joustava kuitukankainen kiinnityssidos joka muotoutuu kehon ääriviivojen mukaan ja mahdollistaa normaalin liikkeen. Ilma ja kosteus pääsevät kiinnityssidoksen läpi, mikä ehkäisee ihon maseraatiota. Ihoystävällinen liima tarjoaa samalla hyvän kiinnityksen.

Kiinnityssidoksessa on mitta-asteikolla varustettu aaltokuvioitu perforointi, joka mahdollistaa tuotteen helpon käsittelyn. Voidaan leikata sopivan pituiseksi. Käytetään sidosten, katetrien, letkujen jne. kiinnittämiseen.

Kuitukangas, polyesteria, akrylaattiliima.



### ABENA Curi-Med haavakalvorulla

CURI • MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	väri	kpl/pkt/ltk
220947	tehdaspuhdas	10m x 5cm	kirkas	1 / 72
220948	tehdaspuhdas	10m x 10cm	kirkas	1 / 36
220949	tehdaspuhdas	10m x 15cm	kirkas	1 / 36

Curi-Med haavakalvorulla on pehmeä, ihoamyötäilevän mukava ja ohut puolläpäisevä polyuretaanikalvo. Haavakalvo on vedenpitävä ja se suojaa bakteereilta ja viruksilta. Haihtumiskapasiteetti vähentää kalvon alla olevan ihon maseraatoriskiä. Liima on ihoystävällistä eikä siitä jää iholle jäämiä.

Polyuretaani, akrylaattiliima



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Kiinnityssidokset



### ABENA Curi-Med haavakalvo kehyksellä steriili



tuotenumero	ominaisuudet	koko	kpl/pkt/ltk
220961	steriili	4,5x4,5cm	200 / 16
220962	steriili	7x6cm	100 / 16
220963	steriili	12x10cm	100 / 16
220964	steriili	25x10cm	75 / 16
220965	steriili	20x15cm	50 / 16

Curi-Med-haavakalvo on asettelukehyksellä varustettu pehmeä, mukava ja ohut, steriili puolläpäisevä polyuretaanikalvo. Haavakalvo suojaa bakteereilta ja viruksilta. Vedenpitävä. Haihtumiskapasiteetti vähentää kalvon alla olevan ihon maseraatoriskiä. Liima on ihoystävällistä eikä siitä jää iholle jäämiä.

Kehys tekee kalvosidoksen asettamisesta helppoa.

Käytetään ensisijaisten sidosten kiinnittämiseen, suojaavana sidoksena ja IV-katetrien kiinnittämiseen.

PU, akrylaattiliima, polyesteri, polyeteeni



### ABENA Curi-Med haavakalvosidos haavatyynyllä steriili



tuotenumero	ominaisuudet	koko	väri	kpl/pkt/ltk
220919	puolläpäisevä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteenpitävä, steriili	30x10cm	valkoinen	40 / 8
220932	puolläpäisevä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteenpitävä, steriili	7x6cm	valkoinen	100 / 16
220933	puolläpäisevä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteenpitävä, steriili	10x8cm	valkoinen	70 / 16
220934	puolläpäisevä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteenpitävä, steriili	15x10cm	valkoinen	40 / 8
220935	puolläpäisevä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteenpitävä, steriili	20x10cm	valkoinen	40 / 8
220936	puolläpäisevä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteenpitävä, steriili	25x10cm	valkoinen	40 / 8
222086	puolläpäisevä, suojaa bakteereilta ja viruksilta, nesteenpitävä, steriili	12x10cm	valkoinen	25 / 24

Curi-Med-kalvosidos haavatyynyllä on pehmeä, mukava ja ohut, steriili puolläpäisevä polyuretaanikalvo lievästi erittävien haavojen suojaamiseen. Puolläpäisevä kalvokerros antaa haavan hengittää, mikä vähentää maseraatoriskiä haavasidoksen käytön aikana. Haavatyyny imee nesteen ja estää sidoksen tarttumisen ihoon. Sidos suojaa bakteereilta ja viruksilta ja on suihkunkestävä. Liima on ihoystävällistä eikä siitä jää iholle jäämiä.

PU, polyesteri, akrylaattiliima



### ABENA Curi-Med IV-kanyylin kiinnityssidos steriili



tuotenumero	ominaisuudet	koko	väri	kpl/pkt/ltk
221435	kuitukangas ja suojus	8x6cm	valkoinen	100 / 16

Curi-Med IV-sidos on tarkoitettu laskimokanyylin kiinnittämiseen. Sidoksen päällimmäinen kerros on pehmeää ja mukavaa kuitukangasta. Pehmeä haavatyyny imee ylimääräisen nesteen punktiokohdasta ja estää siteen tarttumisen neulaan. Liima on hyvin ihoystävällistä eikä jätä iholle liimajäämiä.

Lateksiton, yksittäispakattu ja steriili.

Kuitukangas polyesteria, akrylaattiliima



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Harsositeet



### ABENA Curi-Med harsoside elastinen kääreetön

CURI-MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	väri	rl/pkt/ltk
221422	ohut, tehdaspuhdas	4cm x 4m	valkoinen	20 / 48
221423	ohut, tehdaspuhdas	6cm x 4m	valkoinen	20 / 32
221424	ohut, tehdaspuhdas	8cm x 4m	valkoinen	20 / 24
221425	ohut, tehdaspuhdas	10cm x 4m	valkoinen	20 / 20
221426	ohut, tehdaspuhdas	12cm x 4m	valkoinen	20 / 16

Curi-Med Fine-harsoside on pehmeä, ilmava ja erittäin mukava käyttää. Tämä harsoside on löyhää neuletta ja se sopii erityisen hyvin niveliin ja kohtiin, joissa ihoon ei voida kiinnittää mitään. Käytetään kiinnityssidoksena haavasidosten, katetrien, dreenien ja vastaavien kiinnitykseen.

Harsositeessä on 10 säiettä senttiä kohden, joustaa pituussuuntaan n. 90%.

99% polyesteriä, 1% polyamidia



### ABENA Curi-Med harsoside elastinen itseensä kiinnittyvä

CURI-MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	väri	rl/ltk / ltk/lava
222210	itseensäkiinnittyvä	4cm x 4m	valkoinen	72 / 72
222211	itseensäkiinnittyvä	6cm x 4m	valkoinen	72 / 60
222212	itseensäkiinnittyvä	8cm x 4m	valkoinen	72 / 48
222213	itseensäkiinnittyvä	10cm x 4m	valkoinen	36 / 72
222214	itseensäkiinnittyvä	12cm x 4m	valkoinen	36 / 50
222215	itseensäkiinnittyvä	4cm x 20m	valkoinen	22 / 72
222216	itseensäkiinnittyvä	6cm x 20m	valkoinen	16 / 72
222217	itseensäkiinnittyvä	8cm x 20m	valkoinen	12 / 72
222218	itseensäkiinnittyvä	10cm x 20m	valkoinen	10 / 72
222219	itseensäkiinnittyvä	12cm x 20m	valkoinen	10 / 72

Itseensä kiinnittyvä Curi-Med harsoside on pehmeä, puuvillan, viskoosin ja polyamidin sekoitteesta valmistettu sideharso, joka on päällystetty ohuella lateksikerroksella. Tämä päällyste varmistaa että sidos on itseensäkiinnittyvä – ei tartu haavasidoksiin, ihoon tai hiuksiin. Käytetään erilaisten haavasidosten, letkujen ja katetrien kiinnitykseen.

Materiaali 36% puuvillaa, 36% viskoosia, 28% polyamidia, lateksi.



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Kipsinalusvanu



### ABENA Curi-Med kipsinalusvanu



tuotenumero	materiaali	koko	ominaisuudet	väri	rl/pkt/ltk
220370	100% polyesteria	7,5cm x 3m	synteettinen	valkoinen	5 / 14
220371	100% polyesteria	10cm x 3m	synteettinen	valkoinen	5 / 14
220374	100% viskoosia	7,5cm x 3m	luonnonkuitu	valkoinen	5 / 14
220375	100% viskoosia	10cm x 3m	luonnonkuitu	valkoinen	5 / 14

Curi-Med kipsinalusvanua käytetään pehmusteena kompressio- tai kipsisidosten alla. Lisää potilaan mukavuutta ja ehkäisee painehaavojen muodostumista.

Tehdaspuhdas



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Putkisidokset



### ABENA Curi-Med putkiharso puuvillaa



tuotenumero	ominaisuudet	koko	väri	kpl/ltk
222410	A 01 sormille ja varpaille	1,5cm x 20m	valkoinen	1 / 64
222411	A 12 sormille ja varpaille	2,5cm x 20m	valkoinen	1 / 33
222412	A 34 käsille ja käsivarsiin	4cm x 20m	valkoinen	1 / 29
222413	A 56 käsivarsiin, jalkoihin ja päähän	6cm x 20m	valkoinen	1 / 51
222414	A 78 päähän, jalkoihin ja reisille	8cm x 20m	valkoinen	1 / 36
222415	A T1 pienelle vartalolle ja päähän	10cm x 20m	valkoinen	1 / 33
222417	A T2 vartalolle	16cm x 20m	valkoinen	1 / 18

Curi-Med putkiharso A on korkealaatuinen putkiharso, joka on valmistettu 100% valkaistusta puuvillasta. Lateksiton, erittäin ihoystävällinen ja hengittävä. Tehdaspuhdas.

Putkiharso A laajenee jopa kolme kertaa oman leveytensä ja voidaan koota kasaan vetämällä pituussuunnassa.

Putkiharso on helppokäyttöinen, se istuu mukavasti eikä siinä ole taitteita. Toimitetaan annostelulaatikossa, sidoksen venymätön pituus on 20 m.

Käytetään haavasideosten, katetrien ja neuulojen kiinnittämiseen. Voidaan käyttää myös kipsin ja kompressiositeiden alla.



### ABENA Curi-Med putkiharso viskoosia



tuotenumero	ominaisuudet	koko	väri	kpl/ltk
222419	B 01 sormille ja varpaille	1,5cm x 20m	valkoinen	1 / 64
222420	B 12 sormille ja varpaille	2,5cm x 20m	valkoinen	1 / 33
222421	B 34 käsille ja käsivarsiin	4cm x 20m	valkoinen	1 / 29
222422	B 56 käsivarsiin, jalkoihin ja päähän	6cm x 20m	valkoinen	1 / 51
222423	B 78 päähän, jalkoihin ja reisille	8cm x 20m	valkoinen	1 / 36
222424	B T1 pienelle vartalolle ja päähän	10cm x 20m	valkoinen	1 / 33
222426	B T2 vartalolle	16cm x 20m	valkoinen	1 / 18

Curi-Med putkiharso B on korkealaatuinen putkiharso, joka on valmistettu 100% viskoosista. Lateksiton, erittäin ihoystävällinen ja hengittävä. Tehdaspuhdas.

Putkiharso B laajenee jopa kolme kertaa oman leveytensä ja voidaan koota kasaan vetämällä pituussuunnassa.

Putkiharso on helppokäyttöinen, se istuu mukavasti eikä siinä ole taitteita. Toimitetaan annostelulaatikossa, sidoksen ptyys venytettynä on 20 m.

Käytetään haavasideosten, katetrien ja neuulojen kiinnittämiseen. Voidaan käyttää myös kipsin ja kompressiositeiden alla.





# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Putkisidokset



### ABENA Curi-Med putkiharso valkaisuamatonta puuvillaa

CURI.MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	väri	kpl/pkt/ltk
222428	C 01 sormille ja varpaille	1,5cm x 20m	valkoinen	1 / 64
222429	C 12 sormille ja varpaille	2,5cm x 20m	valkoinen	1 / 33
222430	C 34 käsille ja käsivarsiin	4cm x 20m	valkoinen	1 / 29
222431	C 56 käsivarsiin, jalkoihin ja päähän	6cm x 20m	valkoinen	1 / 51
222432	C 78 päähän, jalkoihin ja reisille	8cm x 20m	valkoinen	1 / 36
222433	C T1 pienelle vartalolle ja päähän	10cm x 20m	valkoinen	1 / 33
222435	C T2 vartalolle	16cm x 20m	valkoinen	1 / 18

Curi-Med putkiharso C on korkealaatuinen putkiharso, joka on valmistettu 100% valkaisuamattomasta puuvillasta. Lateksiton, erittäin ihoystävällinen ja hengittävä. Tehdaspuhdas.

Laajenee jopa kolme kertaa oman leveytensä ja voidaan koota kasaan vetämällä pituussuunnassa.

Putkiharso on helppokäyttöinen, se istuu mukavasti eikä siinä ole taitoksia. Toimitetaan annostelulaatikossa, sidoksen pituus venytettynä on 20 m.

Käytetään haavasideosten, katetrien ja neuulojen kiinnittämiseen. Voidaan käyttää myös kipsi ja kompressiositeiden alla.



### ABENA Curi-Med putkisidos 2-suuntaan joustava

CURI.MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	väri	kpl/pkt/ltk
222437	punainen lasten käsivarsiin ja jalkoihin	3,5cm x 10m	valkoinen	1 / 35
222438	vihreä kyynärvarteen	5cm x 10m	valkoinen	1 / 28
222439	sininen käsivarsiin ja jalkoihin	7,5cm x 10m	valkoinen	1 / 20
222440	keltainen päähän ja pienelle vartalolle	10,75cm x 10m	valkoinen	1 / 14
222441	beige vartalolle	17,5cm x 10m	valkoinen	1 / 7
222442	violetti suurelle vartalolle	20cm x 10m	valkoinen	1 / 7

Curi-Med 2-suuntaan joustava putkisidos on korkealaatuinen joustava lateksiton tuki- ja kiinnityssidos. Sidos on erittäin ihoystävällinen ja hengittävä. Se venyy leveys- ja pituussuunnassa, joten se on helppo asettaa mihin vain. Sidos asettuu paikalleen tukevasti ja mukavasti. Sidos voidaan laittaa myös nivelten yli ilman että nivelten liikuttaminen vaikeutuu. Putkisidosta voidaan käyttää yksi- tai kaksikerroksisena.

Toimitetaan annostelulaatikossa. Sidoksen pituus venytettynä on 10 m. Sidoksen keskelle on merkitty sidoksen koon kertova värinauha.

Käytetään haavasideosten, katetrien ja kanyylien kiinnittämiseen. Voidaan käyttää myös kipsin ja kompressiositeiden alla.



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Tukisiteet



### ABENA Curi-Med tukiside

CURI.MED ABENA



tuotenumero	materiaali	koko	väri	kpl/pkt/ltk
221055	65% puuvillaa, 34% polyamidia, 1% polyuretaania	6cm x 5m	valkoinen	10 / 10
221056	65% puuvillaa, 34% polyamidia, 1% polyuretaania	8cm x 5m	valkoinen	10 / 10
221058	65% puuvillaa, 34% polyamidia, 1% polyuretaania	10cm x 5m	valkoinen	10 / 5
221059	65% puuvillaa, 34% polyamidia, 1% polyuretaania	12cm x 5m	valkoinen	10 / 5
221082	65% puuvillaa, 34% polyamidia, 1% polyuretaania	4cm x 5m	valkoinen	10 / 10

Curi-Med tukisiteen valmistuksessa on käytetty suurimmita osin puuvillaa, mikä tekee sidoksesta hyvin ihoystävällisen, sillä se antaa ihon hengittää. Hylkii voiteita.

Käytetään tukisidoksena vammautuneille nivelille ja lihaksille. Voidaan käyttää myös haavasidosten, lastojen ja vastaavien kiinnittämiseen.

Tehdaspuhdas, venyvyys 115%.



### ABENA Curi-Med idealside

CURI.MED ABENA



tuotenumero	materiaali	koko	rll/pkt/ltk
221097	100% puuvillaa	8cm x 10m	6 / 8
221098	100% puuvillaa	10cm x 10m	6 / 4
221099	100% puuvillaa	12cm x 10m	6 / 4

Curi-Med idealside 10m on valmistettu kokonaan puuvillasta, minkä ansiosta se on erittäin ihoystävällinen ja antaa ihon hengittää. Hylkii voiteita.

Käytetään tukisidoksina vammautuneille nivelille ja lihaksille sekä murtumien jälkihoitoon. Voidaan käyttää myös haavasidosten, lastojen ja vastaavien kiinnittämiseen.



### ABENA Curi-Med idealside hakasilla

CURI.MED ABENA



tuotenumero	materiaali	koko	rll/pkt/ltk
221101	100% puuvillaa	4cm x 5m	10 / 10
221060	100% puuvillaa	6cm x 5m	10 / 10
221061	100% puuvillaa	8cm x 5m	10 / 10
221062	100% puuvillaa	10cm x 5m	10 / 5
221063	100% puuvillaa	12cm x 5m	10 / 5

Curi-Med idealside 5m on valmistettu kokonaan puuvillasta, minkä ansiosta se on erittäin ihoystävällinen ja antaa ihon hengittää. Hylkii voiteita.

Käytetään tukisidoksina vammautuneille nivelille ja lihaksille sekä murtumien jälkihoitoon. Voidaan käyttää myös haavasidosten, lastojen ja vastaavien kiinnittämiseen.



# Kompressiotuotteet

## Tehokas hoito laskimoiden vajaatoimintaan

- Käytetään perushoitona krooniseen laskimoiden vajaatoimintaan, mukaan lukien laskimoperäiset säärinhaavat.
- Curi-Med-kompressiositeitä on saatavana useita eri laatuja erilaisiin hoitotarpeisiin.



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Kompressiosidokset



### ABENA Curi-Med Light tuki/kompressioside vähäelastinen

CURI • MED ABENA

tuotenumero	venyvyys	koko	pesu	kpl/pkt/ltk
221014	93%	6cm x 5m	95°C	10 / 10
221015	93%	8cm x 5m	95°C	10 / 10
221016	93%	10cm x 5m	95°C	10 / 5
221017	93%	12cm x 5m	95°C	10 / 5

Curi-Med vähäelastisia kompressio- ja tukisiteitä käytetään laskimoiden vajaatoiminnan aiheuttaman turvotuksen ja lymfaturvotuksen hoitamiseen.

Vähäelastisilla kompressiositeillä on korkea työpaine ja matala lepopaine eli sidettä voidaan pitää paikallaan useita päiviä.

Voidaan käyttää myös tukisiteenä nivelten tai lihasten vammojen yhteydessä sekä leikkausten jälkeisenä tukena.



### ABENA Curi-Med Normal tuki/kompressioside vähäelastinen

CURI • MED ABENA

tuotenumero	venyvyys	koko	pesu	kpl/pkt/ltk
221064	93%	6cm x 5m	95°C	10 / 10
221065	93%	8cm x 5m	95°C	10 / 10
221066	93%	10cm x 5m	95°C	10 / 5
221067	93%	12cm x 5m	95°C	10 / 5

Curi-Med vähäelastisia kompressio- ja tukisiteitä käytetään laskimoiden vajaatoiminnan aiheuttaman turvotuksen ja lymfaturvotuksen hoitamiseen.

Vähäelastisilla kompressiositeillä on korkea työpaine ja matala lepopaine eli sidettä voidaan pitää paikallaan useita päiviä.

Voidaan käyttää myös tukisiteenä nivelten tai lihasten vammojen yhteydessä sekä leikkausten jälkeisenä tukena.



### ABENA Curi-Med Fine tuki/kompressioside runsaselastinen

CURI • MED ABENA

tuotenumero	venyvyys	koko	pesu	kpl/pkt/ltk
221019	165%	6cm x 7m	95°C	8 / 10
221020	165%	8cm x 7m	95°C	8 / 10
221021	165%	10cm x 7m	95°C	8 / 5
221022	165%	12cm x 7m	95°C	8 / 5

Curi-Med runsaselastisia kompressiositeitä käytetään alaraajojen laskimo-ongelmien hoidossa ja lymfaturvotuksen hoitoon.

Siteen puristustehoa voidaan säädellä sidontatekniikalla. Siteellä on korkea työ- ja korkea lepopaine, joten se pitää poistaa yön ajaksi.

Voidaan käyttää tukisiteenä nivelten ja lihasten vammoissa tai leikkauksen jälkeen.



### ABENA Curi-Med Normal tuki/kompressioside runsaselastinen

CURI • MED ABENA

tuotenumero	venyvyys	koko	pesu	väri	kpl/pkt/ltk
221068	165%	6cm x 7m	95°C	valkoinen	8 / 10
221069	165%	8cm x 7m	95°C	valkoinen	8 / 10
221070	165%	10cm x 7m	95°C	valkoinen	8 / 5
221071	165%	12cm x 7m	95°C	valkoinen	8 / 5

Curi-Med runsaselastisia kompressiositeitä käytetään alaraajojen laskimo-ongelmien hoidossa ja lymfaturvotuksen hoitoon.

Siteen puristustehoa voidaan säädellä sidontatekniikalla. Siteellä on korkea työ- ja korkea lepopaine, joten se pitää poistaa yön ajaksi.

Voidaan käyttää tukisiteenä nivelten ja lihasten vammoissa tai leikkauksen jälkeen.



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Kompressiosidokset



### ABENA Curi-Med putkisidos tukeva

CURI-MED ABENA



tuotenumero	ominaisuudet	koko	väri	kpl/pkt/ltk
222443	A lasten käsivarsiin ja jaloille	4cm x 10m	I.valkoinen	1 / 36
222444	B pienille käsille	6,25cm x 10m	I.valkoinen	1 / 24
222445	C käsivarsille ja jalkoihin	6,75cm x 10m	I.valkoinen	1 / 24
222446	D käsivarsille ja jalkoihin	7,5cm x 10m	I.valkoinen	1 / 20
222447	E jalkoihin ja polville	8,75cm x 10m	I.valkoinen	1 / 18
222448	F polville ja reisille	10cm x 10m	I.valkoinen	1 / 14
222449	G suurille reisille	12cm x 10m	I.valkoinen	1 / 14
222451	J pienelle vartalolle	18cm x 10m	I.valkoinen	1 / 8
222452	K keskisuurelle vartalolle	22cm x 10m	I.valkoinen	1 / 8
222453	L suurelle vartalolle	32,5cm x 10m	I.valkoinen	1 / 6
222454	ML suurelle vartalolle	37,5cm x 10m	I.valkoinen	1 / 4

Curi-Med tukevaa putkisidosta käytetään kiinnittämiseen ja kompressiohoidon antamiseen. Voidaan käyttää myös nivelten ja lihasten tukisidoksena. Saatavilla useita eri kokoja eri vartalon osille.

82% puuvillaa, 9% lycraa, 9% polyamidia



# Täydentävät tuotteet

- Täydentävät tuotteet, kuten kertakäyttöiset muoviatulat ja sidosrullien kiinnityshakaset.
- Valikoima laajenee jatkuvasti asiakkaidemme tarpeiden mukaan.



# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Täydentävät tuotteet



### ABENA Curi-Med ihonpuhdistuslappu rullassa

CURI-MED ABENA



tuotenumero	materiaali	koko	kerroksia	väri	rl/pkt/ltk
222230	selluloosa	5x4cm	12-kerrosta	valkoinen	2 / 12

Curi-Med ihonpuhdistuslaput ovat imukykyistä, neliön muotoisia ja pehmeää materiaalia perforoidussa rullassa.

Käytetään alkoholiin kostutettuna injektiopyyhkeenä tai ihonpuhdistukseen ennen verinäytteenottoa. Voidaan käyttää myös imeyttämiseen pienissä toimenpiteissä.

500kpl/rulla, 2 rullaa paketissa

CE



### Ihonpuhdistuslappu irrallinen rasiassa



tuotenumero	materiaali	koko	ominaisuudet	väri	rl/pkt/ltk
H30320	Airlaid	5x4cm	400 kpl/ rasia, teh- daspuhdas	valkoinen	1 / 18

Irralliset Airlaid ihonpuhdistuslaput rasiassa ihon pyyhkimiseen alkoholilla kostutettuna verinäytteenotossa tai injektiossa.

CE



### ABENA Curi-Med pienet vanupallot

CURI-MED ABENA



tuotenumero	materiaali	väri	kpl/pkt/ltk
221618	100% puuvillaa	valkoinen	500 / 40
212142	100% puuvillaa	valkoinen	1100 / 6

Vanupallot ihon puhdistukseen ja kuivaamiseen.

Tehdaspuhdas.

CE

# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Täydentävät tuotteet



### ABENA Curi-Med kertakäyttöatulat steriili



tuotenumero	materiaali	koko	väri	kpl/pkt/ltk
222493	polystyreeni	12,8cm	vihreä	50 / 6

Curi-Med kertakäyttöiset steriilit muoviatulat atulat pieniin toimenpiteisiin.



### ABENA Curi-Med kertakäyttöatulat tehdaspuhtaat



tuotenumero	materiaali	koko	väri	kpl/pkt/ltk
933240	polystyreeni	12,8cm	vihreä	50 / 10

Curi-Med kertakäyttöiset muoviatulat on suunniteltu toimenpiteisiin, joissa ei tarvita steriilejä instrumenttejä.



### ABENA Curi-Med ompeleenpoistopakkaus steriili




tuotenumero	kpl/pkt/ltk
221751	1 / 20

Curi-Med ompeleenpoistopakkaus on tarkoitettu ompeleiden poistoon.

Ompeleenpoistopakkaus sisältää:  
muovisen tarjottimen lokeroilla  
muoviset kertakäyttö atulat  
ompeleenpoistoterän  
kuitutaitosykeröitä



### Ompeleenpoistosakset koukulla kertakäyttö steriili



tuotenumero	pituus	materiaali	kpl/pkt / pkt/ltk
228146	11cm	ruostumaton terä	25 / 1

Kertakäyttöiset ompeleenpoistosakset. Saksien kärjessä koukku langan poimimista varten.

Steriili, kertakäyttöinen.





# Haavanhoito, harso- ja tukisiteet

## Täydentävät tuotteet



### Ompeleenpoistoterä steriili



tuotenumero	pituus	materiaali	kpl/pkt/ltk
280170	6,5cm	hiiliteräs	100 / 16



### Suturaatiopakkaus steriili



tuotenumero	kpl/pkt	pkt/ltk
1000010401	1	28

Kertakäyttöinen steriili suturaatiopakkaus haavojen ompelua varten.

Pakkauksen instrumentit ovat kertakäyttöisiä eivätkä sovellu autokalvoitavaksi, steriloitavaksi tai desinfiitavaksi. Instrumentit hävitetään mieluiten metallijätteenä. Instrumentit on merkitty värikoodein, etteivät ne sekoituisi steriloitavien uudelleen käytettävien instrumenttien kanssa.

Pakkaus sisältää:

- 1 kpl 2-lokeroinen muovikotelo 20x10cm
- 1 kpl suojaliina 50x50cm
- 1 kpl Adson atulat, kirurgiset 12,5cm
- 1 kpl Adson atulat, anatomiset 12,5cm
- 1 kpl Halsted-Mosquito anatominen puristin käyrä
- 1 kpl neulankuljettaja Crile Wood 15cm
- 1 kpl sakset käyrät 11cm
- 1 kpl käsipyyhe
- 5kpl kuitutaitoksia 10x10cm



### ABENA Curi-Med sidoshakaset

CURI-MED ABENA



tuotenumero	mitat	väri	kpl/pkt/ltk
222291	3,4x1,5cm	ruskea	100 / 64

Curi-Med hakaset, joita käytetään sidosrullien kiinnittämisessä sen jälkeen kun ne on rullattu kasaan. Hakasia ei saa käyttää sidoksen kiinnittämiseen käytössä, koska hakasten piikit voivat vaurioittaa ihoa.



